



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 декабря 2018 года № РЗН 2013/1073

На медицинское изделие

Станция заливки ESD-2800 по ТУ 9452-002-09659054-2012

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "МедТехникаПоинт"  
(ООО "МедТехникаПоинт"), Россия, 197022, Санкт-Петербург,  
ул. Профессора Попова, д. 47, лит. А, помещ. 36

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "МедТехникаПоинт"  
(ООО "МедТехникаПоинт"), Россия, 197022, Санкт-Петербург,  
ул. Профессора Попова, д. 47, лит. А, помещ. 36

Место производства медицинского изделия

ООО "МедТехникаПоинт", Россия, 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино,  
Ижорский завод, д. 21, лит. ЖЯ

Номер регистрационного досье № РД-25075/65565 от 18.12.2018

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 32.50.50.000

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 28 декабря 2018 года № 9096  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0042024

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 декабря 2018 года № РЗН 2013/1073

Лист 1

На медицинское изделие

**Станция заливки ESD-2800 по ТУ 9452-002-09659054-2012:**

в составе:

- 1.1. Основной модуль.
- 1.2. Крио-модуль.
- 1.3. Термо-модуль.
2. Триммер для удаления излишков парафина.
3. Шнур питания.
4. Предохранитель 2,0 А (вставка плавкая), 2 шт.
5. Ножная педаль.
6. Увеличительное стекло.
7. Руководство по эксплуатации.



Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0052418